

Spezialisiert auf die besonderen Parameter! Erweitern Sie jetzt Ihr Inhouse Labor mit dem IMMUNO AU10

vf-SAA

v-PRG

v-T4

vs-TSH

v-COR

v-BA

Unser anwenderfreundliches IMMUNO AU10 testet vollautomatisch die Parameter jeweils einzeln und liefert innerhalb von 10 Minuten das Ergebnis - auch von lipämischen, hämolytischen in ikterischen Proben. Die automatische Kallibrierung vereinfacht zudem den Arbeitsablauf.

Das IMMUNO AU10-Messverfahren:

Oberflächenplasmonfluoreszenz und antikörperspezifische Erkennung von Spezialparametern.

Profitieren Sie auch von unserer Kooperation mit Biocontrol, z.B. durch kompetente Unterstützung bei der Befundung von Inhouse- und externen Laborergebnissen und in allen Belangen der Labordiagnostik.



Fragen?

Kontaktieren Sie Ihren
Fujifilm-Ansprechpartner
oder Klaus Schnappauf
02102 5364 249



*Gültig bis zum 31. März 2025 und nur
solange Vorrat reicht. Alle Preise zzgl. MwSt.



Jubiläumspreis*
1.800 €
+
400 € Gratis-Gutschein
für Verbrauchsmaterial

Unser Kooperationspartner



BIOCONTROL
Veterinär. Labor. Partner.

FUJIFILM